

Jótállás:

A GYSGY REHA Kft. a 151/2003. (IX.22) , illetve a 270/2020. (VI.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett az alábbiak szerint biztosít jótállást a jelen terméknek:

10.000 – 100.000 Ft közötti eladási ár esetén **1 év**

100.000 – 250.000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**

250.000 Ft feletti eladási ár esetén **3 év** kötelező jótállást biztosítunk.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal vagy a Használati Utasítással.

Nyilatkozat

Gyártó neve, kereskedelmi neve, védjegye: GYSGY REHA Kft.

Gyártó egyedi regisztrációs száma (SRN): HU-MF-000008019

Gyártó székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Nyilatkozom, hogy jelen gyártói megfelelőségi nyilatkozatot cégem, mint gyártó, kizárólagos felelőssége mellett adták ki, továbbá nyilatkozom, hogy az általam gyártott termék(ek)

AH-10 Szülés utáni hasköötő

Bejelentett szervezet neve/azonosító száma, megfelelőségi eljárás típusa és tanúsítvány száma (ha szükséges):

ISO 13485

SGS HU19/8302

Egységes előírások (CS), amelyeket a termék megfelelőségének megállapításához felhasználtak (ha szükséges):

m e g f e l l (n e k)

az orvostechnikai eszközökről szóló 745/2017 EU rendelet rá vonatkozó követelményeinek. Minden ezt igazoló dokumentáció a gyártónál elérhető.

Regisztrációs kötelezettségemnek az eszköz tekintetében, és mint gazdasági szereplő eleget tettem. Amennyiben az eszköz használata közben, azzal kapcsolatban az MDR 87. cikk szerinti súlyos váratlan esemény előfordul (mely az egészségi állapot súlyos romlását, halált okozott vagy okozhatta volna), szükséges jelezni a gyártó felé személyesen vagy telefonon a fenti elérhetőségeken, továbbá az illetékes hatóságnak:

OGYÉI Főosztály e-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu.

Váratlan esemény bejelentése a gyártónál:

telefonszám: +36 1 330 7770 /131 m. (munkanapokon 8:00-15:00)

e-mail cím: bejelentes@gysgy.hu

Nyilatkozat: A gyártó vállalja, hogy a Megfelelőségi Nyilatkozatban szereplő információkat az eszköz forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig meg kell őrizni.

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI!**



GYSGY REHA Kft.

Magyarország, Budapest, 1149 Pillangó utca 12.

Tel: +36 1 330-7735; +36 1 288-6640 Fax: +36 1 700-2149

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AH-10 Szülés utáni hasköötő



LOT

MD



Az eszköz rendeltetése

Az AH-10 Haskötő a megereszkedett, gyenge hasi izomzat esetén a lógó has megtartására, megemelésére szolgál. Terhesség esetén megkönnyíti a magzat súlyának viselését, megakadályozza a hasi izomzat nem kívánt lógását. Terhesség után segíti a lógó has megtartását. A haskötő bordásgumiból készült, tépőzáras rögzíthetőséggel. A termék 14 éves kortól ajánlott beteg személyeknek a javallatokban leírt esetekre.

Javallatok:

- terhesség esetén a has megtartására és a derékfájdalmak enyhítésére
- terhesség után a lógó has megtartására
- gyenge hasfali izomzat esetén
- egyéb eredetű lógó has megtartására

Ellenjavallatok:

- nem használható vérző, sebes, gennyes, égett bőrfelület esetén
- súlyos hasi sérvek esetén nem ezt a típust javasoljuk
- hasi sérvműtétek után nem ezt a típust javasoljuk

Mellékhatások:

Cégünk törekszik arra, hogy termékeink minél kedvezőbben befolyásolják egészségének alakulását, azonban mellékhatások előfordulhatnak.

Nagyon ritka: az anyaggal szembeni bőr allergiás reakciók, viszketés.

Felvétel, használat

A haskötőt ruhanemű felett célszerű viselni és a felvételt álló helyzetben elvégezni. Először oldja ki a tépőzárát. A háti merevítés részt igazítsa a derekához, utána a szükséges méretig húzza meg, majd a tépőzárral a hasán rögzítse. Ügyeljen rá, ne legyen túl szoros vagy kényelmetlen. Éjszakai viseletéről kérdezze meg kezelőorvosát.

Anyag

Bordásgumi

Tisztítás, ápolás

Az AH-10 haskötő rugalmas bordásgumiból készül, a magas hőmérsékletű mosás a gumi anyagot károsítja. Ennek érdekében használjon semleges pH értékű, 100%-ban illat-és színezékmentes szappan/mosószert, kézmeleg vagy max. 40°C hőmérsékletű vízzel mossa. Szárítás ruhaszárító kótelen történik.

Tilos mosógéppel mosni, centrifugálni, vasalni és szárítógépben szárítani! Tilos magas hőmérséklettel szárítani!



Tisztítsa meg az eszközt naponta használat után és az első használat előtt. Textilöblítők, fehérítők és más termékek vagy tisztítószerek károsíthatják az eszközt, ezért nem ajánlott a használatuk.

A termék újrahasználatossága

Használat után, ha a termék elérte a kívánt hatást, nem javasoljuk újra felhasználásra higiéniai és anyag elváltozási okok miatt.

Figyelmeztetések

Az AH-10 haskötő huzamosabb ideig történő használat, viselet során a mechanikus, hőmérsékleti és egyéb behatások miatt elhasználódhat.

Kérjük, azonnal hagyja abba a használatot, ha az alábbiakat tapasztalja:

- a gumi rugalmassága meggyengült
- a tépőzár sérülése, szakadása esetén
- az anyag szakadása, sérülése, deformálódása esetén
- ha bőrrel közvetlenül érintkezik és bőrirritáció, bőrpír, viszketés jelentkezik, hagyja abba vagy viselje ruhanemű felett