

Jótállás:

A GYSGY REHA Kft. a 151/2003. (IX.22) , illetve a 270/2020. (VI.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett az alábbiak szerint biztosít jótállást a jelen terméknek:

10.000 – 100.000 Ft közötti eladási ár esetén **1 év**

100.000 – 250.000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**

250.000 Ft feletti eladási ár esetén **3 év** kötelező jótállást biztosítunk.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

Nyilatkozat

Gyártó neve, kereskedelmi neve, védjegye: GYSGY REHA Kft.

Gyártó egyedi regisztrációs száma (SRN): HU-MF-000008019

Gyártó székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Nyilatkozom, hogy jelen gyártói megfelelőségi nyilatkozatot cégem, mint gyártó, kizárólagos felelőssége mellett adták ki, továbbá nyilatkozom, hogy az általam gyártott termék(ek)

AJ-40 Térdtámasztó oldalerősítéssel

Bejelentett szervezet neve/azonosító száma, megfelelőségi eljárás típusa és tanúsítvány száma (ha szükséges):

ISO 13485

SGS HU19/8302

Egységes előírások (CS), amelyeket a termék megfelelőségének megállapításához használtak (ha szükséges):

m e g f e l l (n e k)

az orvostechnikai eszközökről szóló 745/2017 EU rendelet rá vonatkozó követelményeinek. Minden ezt igazoló dokumentáció a gyártónál elérhető.

Regisztrációs kötelezettségemnek az eszköz tekintetében, és mint gazdasági szereplő eleget tettem. Amennyiben az eszköz használata közben, azzal kapcsolatban az MDR 87. cikk szerinti súlyos váratlan esemény előfordul (mely az egészségi állapot súlyos romlását, halált okozott vagy okozhatta volna), szükséges jelezni a gyártó felé személyesen vagy telefonon a fenti elérhetőségeken, továbbá az illetékes hatóságnak:

OGYÉI Főosztály e-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu.

Váratlan esemény bejelentése a gyártónál:

telefonszám: +36 1 330 7770 /131 m. (munkanapokon 8:00-15:00)

e-mail cím: bejelentes@gysgy.hu

Nyilatkozat: A gyártó vállalja, hogy a Megfelelőségi Nyilatkozatban szereplő információkat az eszköz forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig meg kell őrizni.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI!



GYSGY REHA Kft.

Magyarország, Budapest, 1149 Pillangó utca 12.

Tel: +36 1 330-7735; +36 1 288-6640 Fax: +36 1 700-2149

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AJ-40 I Térdtámasztó oldalerősítéssel



BAL



JOBB



S



M



L



XL



XXL



Az eszköz rendeltetése

Rugalmas térdrogzító, patella gyűrűvel és gél betéttel. Enyhébb térsérülések konzervatív kezelőeszköze. A térdkalács a gél gyűrűre támaszkodik, védi az ütődéstől, sérüléstől. Kompressziós szorító hatásának köszönhetően megelőzi a kialakuló fájdalmas elváltozásokat, ill. csökkenti azok tüneteit. A termék 14 éves kortól ajánlott, egészséges személyeknek megelőzés céljából és beteg személyeknek a javallatokban leírt esetekre.

Javallatok:

- térdkalács ficam esetén
- instabil térdízület ill. laza térdszalagok
- térdízületi gyulladásra
- sportoláshoz is használható

Ellenjavallatok:

- nem használható vérző, sebes, gennyes, égett bőrfelület esetén
- ne használja nyílt törés esetén
- nem alkalmas térdműtétek után, használjon másik terméket

Mellékhatások:

Cégünk törekszik arra, hogy termékeink minél kedvezőbben befolyásolják egészségének alakulását, azonban mellékhatások előfordulhatnak.

Nagyon ritka: az anyaggal szembeni bőr allergiás reakciók, viszketés.

Felvétel, használat

Az AJ-40 térdrogzítót célszerű ülő helyzetben felvenni. Ne terheljen a sérült lábára, amíg a térdrogzítót fel nem húzta. A felvétel egyszerű, a rugalmas anyagot húzza fel a lábára és igazítsa be úgy, hogy a kör alakú gél párna a térdkalácsot közrefogja és a céglogó a térd alatt középen legyen elől. Simítsa ki a gyűrődéseket és óvatosan álljon fel. Ha szükséges, használjon mankót vagy botot.

Anyag

Rugalmas szövet, 2 db oldalsín

Tisztítás, ápolás

Tisztítás előtt távolítsa el az oldalsíneket, amennyiben lehetséges.

A gumis anyag magas hőmérsékleten torzul, ezért kéz meleg vagy max. 40°C hőmérsékletű vizet használjon a mosáshoz, illetve semleges pH értékű, 100%-ban illat-és színezékmentes szappan/mosószert. Szárítása ruhaszárító kötélén történik.

Tilos mosógéppel mosni, centrifugálni, vasalni és szárítógépben szárítani! Tilos magas hőmérséklettel szárítani!



Tisztítsa meg az eszközt naponta használat után és az első használat előtt. Textilöblítők, fehérítők és más termékek vagy tisztítószeresek károsíthatják az eszközt, ezért nem ajánlott a használatuk.

A termék újrahasználhatósága

Használat után, ha a termék elérte a kívánt hatást, nem javasoljuk újra felhasználásra higiéniai és anyag elváltozási okok miatt.

Figyelmeztetések

Az AJ-40 a huzamosabb ideig történő használat, viselet során a mechanikus, hőmérsékleti és egyéb behatások miatt elhasználódhat.

Kérjük, azonnal hagyja abba a használatot, ha az alábbiakat tapasztalja:

- az eszköz instabillá, bizonytalaná válik
- a rugalmasság vagy a kompressziós erő meggyengül
- a bőrével közvetlenül érintkezik és bőrirritáció, bőrpír, viszketés jelentkezik