

#### Jótállás:

A GYSGY REHA Kft. a 151/2003. (IX.22.) , illetve a 270/2020. (VI.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett az alábbiak szerint biztosít jótállást a jelen terméknek:

10.000 – 100.000 Ft közötti eladási ár esetén **1 év**

100.000 – 250.000 Ft közötti eladási ár esetén **2 év**

250.000 Ft feletti eladási ár esetén **3 év** kötelező jótállást biztosítunk.

A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

#### Nyilatkozat

Gyártó neve, kereskedelmi neve, védjegye: GYSGY REHA Kft.

Gyártó egyedi regisztrációs száma (SRN): HU-MF-000008019

Gyártó székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Nyilatkozom, hogy jelen gyártói megfelelőségi nyilatkozatot cégem, mint gyártó, kizárólagos felelőssége mellett adták ki, továbbá nyilatkozom, hogy az általam gyártott termék(ek)

#### AJ-451 Zárt térdtok

Bejelentett szervezet neve/azonosító száma, megfelelőségi eljárás típusa és tanúsítvány száma (ha szükséges):

**ISO 13485**

**SGS HU19/8302**

Egységes előírások (CS), amelyeket a termék megfelelőségének megállapításához felhasználtak (ha szükséges):

#### m e g f e l l ( n e k )

az orvostechnikai eszközökről szóló 745/2017 EU rendelet rá vonatkozó követelményeinek. Minden ezt igazoló dokumentáció a gyártónál elérhető.

Regisztrációs kötelezettségemnek az eszköz tekintetében, és mint gazdasági szereplő eleget tettem. Amennyiben az eszköz használata közben, azzal kapcsolatban az MDR 87. cikk szerinti súlyos váratlan esemény előfordul (mely az egészségi állapot súlyos romlását, halált okozott vagy okozhatta volna), szükséges jelezni a gyártó felé személyesen vagy telefonon a fenti elérhetőségeken, továbbá az illetékes hatóságnak:

OGYÉI Főosztály e-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu.

Váratlan esemény bejelentése a gyártónál:

telefonszám: +36 1 330 7770 /131 m. (munkanapokon 8:00-15:00)

e-mail cím: bejelentes@gysgy.hu

Nyilatkozat: A gyártó vállalja, hogy a Megfelelőségi Nyilatkozatban szereplő információkat az eszköz forgalomba hozatalát követően legalább tíz évig meg kell őrizni.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG  
MEG KELL ŐRIZNI!



**GYSGY REHA Kft.**

Magyarország, Budapest, 1149 Pillangó utca 12.

Tel: +36 1 330-7735; +36 1 288-6640 Fax: +36 1 700-2149

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### AJ-451 Zárt térdtok

☐

BAL

☐

JOBB

☐

S

☐

M

☐

L

☐

XL

☐

XXL



LOT



MD

## Az eszköz rendeltetése

Az AJ-451 enyhébb térdízületi lazaság (pl.: menisectomia után, keresztszalag megnyúlás) esetén vagy traumás térdkalácsficam utáni rehabilitációra használható térdrogzító, amely megakadályozza az oldalirányú elfordulást. Két oldalt mozgó térdízület van bevarrva, amelyek oldaltámaszt nyújtanak, a térdkalács részen zárt, így lefedi a térdet. A termék 14 éves kortól ajánlott beteg személyeknek a javallatokban leírt esetekre.

### Javallatok:

- enyhébb fokú térdízületi fájdalmak esetén
- instabil térdízület ill. laza térdszalagok, térdízületi gyulladásra ajánlott

### Ellenjavallatok:

- nem használható vérző, sebes, gennyes, égett bőrfelület esetén
- ne használja nyílt törés esetén
- nem alkalmas sportoláshoz
- ne használja súlyos térdműtétek után
- nem alkalmas a 6 hétnél hosszabb ideig történő rehabilitációra

### Mellékhatások:

Cégünk törekszik arra, hogy termékeink minél kedvezőbben befolyásolják egészségének alakulását, azonban mellékhatások előfordulhatnak.

*Nagyon ritka:* az anyaggal szembeni bőr allergiás reakciók, viszketés.

### Felvétel, használat

Az AJ-451 térdrogzítót célszerű ülve felvenni. Először oldja ki a két pántot, majd húzza fel a sérült lábra egészen a térdéig. A két oldalsínnek az Ön térdízületével párhuzamosan kell futni és együtt hajlanak, amikor Ön behajlítja a térdét. A térdkalács rész zárt, ezt helyezze a térdéhez, majd húzza meg a pántokat. Óvatosan álljon fel és kezdje használni.

### Anyag

Tépőzár, gumiszövet, szabad mozgású térdsínezet

## Tisztítás, ápolás

Tisztítás előtt távolítsa el a sínezetet, amennyiben ez lehetséges. A térdrogzítót semleges pH értékű, 100%-ban illat-és színezékmentes szappan/mosószer használatával, kézmeleg vagy max. 40°C hőmérsékletű vízzel mossa. Szárítás ruhaszárító kötélén történik.

**Tilos mosógéppel mosni, centrifugálni, vasalni és szárítógépben szárítani! Tilos magas hőmérséklettel szárítani!**



Tisztítsa meg az eszközt naponta használat után és az első használat előtt. Textilöblítők, fehérítők és más termékek vagy tisztítószerek károsíthatják az eszközt, ezért nem ajánlott a használatuk.

### A termék újrahasználatossága

Használat után, ha a termék elérte a kívánt hatást, nem javasoljuk újra felhasználásra higiéniai és anyag elváltozási okok miatt.

### Figyelmeztetések

Az AJ-451 a huzamosabb ideig történő használat, viselet során a mechanikus, hőmérsékleti és egyéb behatások miatt elhasználódhat.

Kérjük, azonnal hagyja abba a használatot, ha az alábbiakat tapasztalja:

- az eszköz instabillá, bizonytalanná válik
- a sínezet vagy a térdízület sérülése, törése esetén
- a bőrével közvetlenül érintkezik és bőrirritáció, bőrpír, viszketés jelentkezik, próbálja ruha felett viselni